

## Batería de Litio para Silla de Ruedas 24V-12A

---



### Descripcion

Batería de litio de 24 v y 12 amperes

- Conector redondo de 3 patas para ingreso del cargador
- Conector redondo de 2 patas para ingreso del cable de la silla
- Antes de usar lea el manual de su silla de ruedas
- La carga de la batería debe ser siguiendo las condiciones del manual de usuario
- No dejar la batería en zonas de alta temperatura, fuego o zonas húmedas
- No tocar los terminales + o - con objetos metálicos
- No usar la batería si presenta deformación de la carcasa
- Sino va usar la batería por un tiempo prolongado, desconectarla de la silla y almacenar en un lugar con baja humedad y baja temperatura
- La batería puede usarse dentro de los siguientes rangos de temperatura: de 0° a 45°

Anclaje superior para la silla N530

Nuestra dirección: Gamero 2085 bodega A2 Independencia

&nbsp;