

## **TENS CHOICEMMED MDTS100**

## **Descripcion**

¿Tiene dolor de hombros, cintura, espalda, pies, manos, etc. por estar delante del computador muchas horas? ¿Sus articulaciones le duelen cuando va a llover?

¿Alguna vez ha experimentado dolores musculares?

¿Tiene que pagar altos costos de tratamiento kinésico?.

Este masajeador de pulsos electrónico es un producto fácil de usar que transmite impulsos eléctricos a los músculos cansados ¿¿y doloridos. Estos impulsos son generados por el dispositivo y entregados a través de los electrodos en la piel a los músculos. Los impulsos imitan el potencial de acción que proviene del sistema nervioso central para desencadenar la contracción del músculo. Es compacto, portátil y muy bueno para el alivio del dolor, aprobado por la FDA 510 (k). Usar el masajeador de pulso electrónico Tens correctamente, le proporcionará una vida saludable y cómoda.

El estimulador de pulso electrónico ChoiceMMed MDTS100 es un dispositivo eléctrico diseñado para su uso sin receta y que se utiliza para aplicar una corriente eléctrica a los electrodos en la piel de un usuario para aliviar el dolor. El dispositivo propuesto está diseñado para uso en el hogar al entregar pulsos eléctricos a los músculos cansados ¿¿y doloridos.

Estos pulsos son generados por el dispositivo y entregados a través de electrodos colocados en la piel que luego desencadenan las contracciones de los músculos específicos. El MDTS100 es portátil, compacto y elegante en diseño.

## **CARACTERÍSTICAS**

- 5 programas predefinidos

3 modos de estimulación

10 niveles de intensidad

2 canales de salida independientes

Para uso en 8 posiciones

Temporizador de 15 minutos

2 cables de conexión

4 electrodos

Portátil, compacto y fácil de usar sin receta y para uso doméstico

Entrega pulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

La información gráfica sobre el modo, la intensidad y el tiempo restante se muestra en pantalla

## LCD

Manejo de lesiones musculares

Estimulación de baja frecuencia para aliviar el dolor rápidamente en las partes de su cuerpo, incluyendo cuello, articulaciones (rodillas, codos y tobillos), brazos, hombros, espalda, piernas, caderas y pies

Frecuencia del panel LCD y tiempo restante de la terapia Velocidad e intensidad ajustables

TGA (ARTG: 286303), FDA y OTC aprobados

Pantalla de cristal líquido

Alimentación: DC 6V (4 pilas AAA) Unidad principal: 15 x 6.35 x 1.3cm Peso neto de la unidad principal: 120 g

Accesorios Incluidos: Cuatro electrodos, dos cables, 4 pilas AAA, manual de instrucciones

GARANTÍA: 2 AÑOS