

# Tens-Ems Rainbow KRES100B

## Descripcion

Este masajeador de pulsos electrónico es un producto fácil de usar que transmite impulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

Estos impulsos, son generados por el dispositivo y entregados a través de los electrodos en la piel a los músculos. Los impulsos imitan el potencial de acción que proviene del sistema nervioso central para desencadenar la contracción del músculo.

Es compacto, portátil y muy bueno para el alivio del dolor, aprobado por la FDA 510 (k).

Usar el masajeador de pulso electrónico Tens correctamente, le proporcionará una vida saludable y cómoda.

&nbsp;

El estimulador de pulso electrónico, es un dispositivo eléctrico diseñado para su uso sin receta y que se utiliza para aplicar una corriente eléctrica a los electrodos en la piel de un usuario para aliviar el dolor. El dispositivo propuesto está diseñado para uso en el hogar al entregar pulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

&nbsp;

Es portátil, compacto y elegante en diseño.

&nbsp;

Tens Ems 12 Programas Alivio Del Dolor Muscular / 4 ELECTRODOS

EMS Terapia Alivio del dolor

&nbsp;

Descripciones

TENS

Se utiliza para el alivio sintomático del dolor crónico intratable y el alivio temporal del dolor asociado con los músculos doloridos y doloridos en el brazo, hombro, cuello, espalda, cintura, abdomen y pierna debido a la tensión del ejercicio o las actividades normales del hogar y el trabajo.

&nbsp;

EMS

Se utiliza para la relajación del espasmo muscular, el aumento de la circulación del flujo sanguíneo, la prevención o el retraso de la atrofia por desuso, la readecuación muscular, el mantenimiento o aumento del rango de movimiento y la estimulación inmediata posquirúrgica de los músculos de la pantorrilla para prevenir la trombosis venosa.

&nbsp;

Especificaciones del producto

Frecuencia de salida: 1-120Hz

Material de la carcasa: ABS  
Ancho de pulso de salida: 100-250uS  
Número de canales: dos canales  
Voltaje de salida: 40V -20%  
Fuente de alimentación: DC 4.5V 3 \* batería AAA (3 X pilas NO INCLUIDAS )  
Fuerza de salida: 0-40  
Forma de onda: onda bidireccional  
Detección de carga: SI  
Modo de visualización: Pantalla LCD  
Modo: 8 programas  
Tamaño: 119 \* 60 \* 16 mm  
Uso del electrodo: 20-30 veces (necesita cambio)

Paquete incluido  
1 x unidad TENS /EMS (NO INCLUIDAS 3X AAA )  
2 x cables de electrodo  
1 x manual de instrucciones  
4 x electrodos  
1x set Pilas AAA

## CARACTERÍSTICAS

5 programas predefinidos  
3 modos de estimulación  
10 niveles de intensidad  
2 canales de salida independientes  
Para uso en 8 posiciones  
Temporizador de 15 minutos  
2 cables de conexión  
4 electrodos  
Portátil, compacto y fácil de usar sin receta y para uso doméstico  
Entrega pulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.  
La información gráfica sobre el modo, la intensidad y el tiempo restante se muestra en pantalla LCD  
&nbsp;;  
Manejo de lesiones musculares  
Estimulación de baja frecuencia para aliviar el dolor rápidamente en las partes de su cuerpo, incluyendo cuello, articulaciones (rodillas, codos y tobillos), brazos, hombros, espalda, piernas, caderas y pies  
Frecuencia del panel LCD y tiempo restante de la terapia  
Velocidad e intensidad ajustables  
&nbsp;;  
TGA (ARTG: 286303), FDA y OTC aprobados  
&nbsp;;  
Pantalla de cristal líquido  
Alimentación: DC 6V (4 pilas AAA)

Unidad principal: 15 x 6.35 x 1.3cm

Peso neto de la unidad principal: 120 g

Accesorios Incluidos: Cuatro electrodos, dos cables, 4 pilas AAA, manual de instrucciones  
&nbsp;

**GARANTÍA: 2 AÑOS**

&nbsp;