

## Silla Ducha Giratoria para Tina JL793SA

### Descripcion

Silla giratoria de tina, ideal para el aseo del paciente, en los espacios ya existentes sin necesidad de realizar obras adicionales para su colocación.

Las sillas están provistas de una palanca (situada debajo del asiento) que permite el cambio de posición, cada 45° .

Estructura giratorio de acero ESMALTADO epóxico de alta dureza y resistencia a la humedad.

Asiento de plástico alta densidad, muy resistente.

Estructura solida y segura.

Fácil de transportar, quitar y poner en la bañera.

Giro completo en cualquier dirección.

Palanca de bloqueo, para mantener el asiento fijado mientras la persona se esta duchando o cuando entra o sale del asiento.

Se fija interiormente a la bañera, sin necesidad de herramientas.

Ancho total interior entre apoya brazos: 51 cm

Profundidad del asiento: 40 cm

Ancho util asiento: 46 cm

Peso: 4 Kg.Certificados: CE, TUV ISO 9001:2000, ISO 13485:2000

Distancia mínima, medida al interior de la tina 57 cm

Medir el ancho interior de la tina de pared a pared ARRIBA. Este ancho debe ser mayor a 57 cm

[embed]<https://www.youtube.com/watch?v=4amkfmF8RPw>[/embed]

&nbsp;