

# Concentrador de Oxígeno Choicemmed OCP-6 Batería 6 horas

## Descripcion

El equipo Concentrador de Oxígeno OCP-6, de la marca Choicemmed, es mundialmente reconocido por sus bondades de uso, en lo referente a su portabilidad, eficiencia en la generación y rápido aporte de oxigenación, para pacientes que requieren el uso permanente de este recurso, vital para su bienestar.

### Descripción del Concentrador de Oxígeno Portatil

Imagine una vida sin los límites del oxígeno estático??. Este concentrador portátil no es solo un dispositivo; es su pasaporte a la libertad.

Con un diseño ultra-ligero y compacto, este concentrador está pensado para moverse con usted, no para detenerlo. Pesa tan poco, que casi no notará que lo lleva, lo que le permite disfrutar de paseos al aire libre, viajes o simplemente moverse por su casa sin esfuerzo. Su tamaño discreto lo convierte en el compañero perfecto para cualquier aventura, sin sacrificar su comodidad o estilo de vida.

Sabemos que la tecnología puede ser intimidante, pero con este dispositivo, el control está en la palma de su mano. Su interfaz intuitiva y fácil de usar, elimina la complejidad. Simplemente enciéndalo, ajuste el flujo con solo pulsar un botón y listo. La pantalla digital muestra claramente el nivel de batería y la configuración de oxígeno, para que pueda tener la tranquilidad, de que siempre está funcionando de manera óptima.

La autonomía es fundamental, y este concentrador no defrauda. Su batería de larga duración de 6 horas le permite salir de casa con confianza, sabiendo que tendrá el oxígeno que necesita durante todo el día, ya sea para una visita al médico, una tarde con amigos o un viaje. La carga es rápida y sencilla, para que siempre esté listo para su próxima salida.

¿Listo para recuperar su libertad?

No espere más para vivir la vida que desea. Este concentrador no solo le proporciona oxígeno, le devuelve la tranquilidad y la posibilidad de seguir haciendo lo que más le gusta.

Dé el primer paso hacia una vida más activa y sin preocupaciones.

&nbsp;

#### A.- Condición de trabajo

1), 180 días de mediciones reales a una altitud de 4,100 metros y 21 días de mediciones reales a una altitud de 5,390 metros. La concentración de oxígeno de cada equipo es de aproximadamente 93%

2), La vida útil del compresor está entre 10,000 y 15,000 horas, lo que es mucho más que las 3,000 horas de otros compresores

3), En condiciones de operación ininterrumpida de 24 horas, puede funcionar continuamente durante 1,500 horas, la atenuación del tamiz molecular medida es del 2%, y la concentración de oxígeno y el caudal coinciden completamente con los requisitos técnicos

#### B.- Válvula solenoide

1), Tiempo de respuesta 1.5 ms (Tiempo de respuesta de válvula de otros generadores de oxígeno 15 ms)

2), Ciclos de funcionamiento 100 millones (excepto válvula de bala MAC, los ciclos de otras válvulas son de 20 millones)

3), La tecnología y los materiales clave, son de origen de Estados Unidos

4), Hasta 7 configuraciones de flujo

5), Pantalla LCD a color, fácil de leer

6), Sistema de alarma inteligente, suministro de oxígeno en dosis pulsadas inteligente

7), Disponible en dos capacidades de baterías

8), Calentamiento rápido en solo 2 minutos, Concentración de oxígeno >90%

&nbsp;

Flujo de operación: 1260 ml/min

Peso 2,16 kg

Duración batería hasta 6 hrs

Electricidad AC100-240 v

&nbsp;

Portable Oxygen Generator--User Manual

OCL series portable oxygen generator-- (1)

Portable Oxygen Concentrator OCL Series OCL Series Ver1.0(1)