

Rollo de Silicona para Cicatrices Rystora (2,5cmx1.5mts)

Descripcion

Silicona grado médico para Cicatrices rollo de 2.5 cm x 1.5 metros

Regeneración rápida y efectiva de la piel.

Minimiza irritaciones y mantiene la humedad de la piel.

Desechable.

Flexible y fácil de aplicar.

Elástica, se puede aplicar en articulaciones.

Ancho 2,5 cm

Largo 1,5 metros

Una unidad de rollo x caja

Características

Hecha de gel de silicona, grado médico, con una capa de poliuretano.

Tiras prepicadas para recorte, fácil de aplicar y retirar.

Se puede cortar manualmente.

Fina y flexible e indolora al retirarla y no daña la piel.

Buena adherencia, resistente al agua y sin deformación en los extremos de la cinta.

Un solo uso para asegurar la higiene.

Conserva la humedad de la piel, manteniéndola suave y hace que se regenere mas rápido

Es inodora e insípida, impide el crecimiento bacteriano y no decolora la piel ni la ropa.

Es fina, flexible, transpirable, imitando el comportamiento de tu piel. Por su elasticidad puede aplicarse en articulaciones como el codo y rodilla

Se aplica fácilmente y es indolora al retirarla.

Conserva la humedad de la piel, manteniéndola suave y hace que se regenere mas rápido.