

Compresa Criogel Frío Calor GRANDE (33x25 cm)

Descripcion

Compresa térmica de criogel para aplicarse frío o calor en cualquier parte del cuerpo, en casos de inflamaciones, esquinces, fiebre, etc o simplemente para subir o bajar la temperatura corporal.

Para calor, se calienta inserta en agua caliente en un recipiente o en microondas en intervalos de un minuto

Para frío, en refrigerador o se congela en freezer y manteniendo su flexibilidad

Material: criogel, bolsa de vinil de alta resistencia