

Rollo de Silicona para Cicatrices Rystora Pack 2 unidades

Descripcion

Uso Previsto

La cinta de silicona para cicatrices Rystora se utiliza para atenuar y disminuir las cicatrices recientes y antiguas y para ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas o de queloides.

Características

- 1.- Hecha de gel con una capa de poliuretano
- 2.- Tiras recortadas, fácil de aplicar y retirar
- 3.- Se puede cortar manualmente
- 4.- Fina y flexible e indolora al retirarla y no daña la piel
- 5.- Buena adherencia, resistente al agua y sin deformación en los extremos de la cinta
- 6.- Un solo uso para asegurar la higiene

Conserva la humedad de la piel, manteniéndola suave y hace que se regenere mas rápido

Es inodora e insípida, impide el crecimiento bacteriano y no decolora la piel ni la ropa.

Es fina, flexible, transpirable, imitando el comportamiento de tu piel. Por su elasticidad puede aplicarse en articulaciones como el codo y rodilla

Se aplica fácilmente y es indolora al retirarla

Conserva la humedad de la piel, manteniéndola suave y hace que se regenere mas rápido