

Tiras Reactivas SINOCARE Safe AQ 50 c/u

Descripcion

Sin necesidad de codificación. Las tiras no requieren ser ingresadas y codificadas. Lo que facilita y agiliza su uso

Volumen de muestra muy pequeño para la medición solo 0,6 microlitros de sangre

Resultados rápidos en solo 5 segundos

Estabilidad en la medición, resultados precisos , incluso en variaciones de oxigeno en sangre

Compatibilidad

Es importante destacar que estas tiras funcionan con el equipo SAFE AQ SMART color Rojo

Cantidad: 50 unidades

Seguridad anti Interferencia

Alta capilaridad de captación

Vencimiento 24 meses

Rango de testeo: 20 a 600 mg/dl

Mantener a temperaturas de 1° a -30°C, NO FREZZER

No exponer al sol

Mantener fuera del alcance de los niños

No usar iodo para desinfectar

Mantener en lugar seco

Lote: 543112

Fecha de Vencimiento: 30-03-2027 cerrada

Abierta 6 meses después de la apertura

Niveles de Control

- Nivel 1: 80-120

- Nivel 2: 174-260

Seguridad anti Interferencia

Alta capilaridad de captación

Vencimiento 24 meses

Rango de testeo: 20 a 600 mg/dl

Mantener a temperaturas de 1° a -30°C, NO FREZZER

No exponer al sol

Mantener fuera del alcance de los niños

No usar iodo para desinfectar

Mantener en lugar seco

