

Tiras Reactivas SINOCARE Safe AQ 50 c/u

Descripcion

Sin necesidad de codificación. Las tiras no requieren ser ingresadas y codificadas. Lo que facilita y agiliza su uso

Volumen de muestra muy pequeño para la medición solo 0,6 microlitros de sangre

Resultados rápidos en solo 5 segundos

Estabilidad en la medición, resultados precisos, incluso en variaciones de oxigeno en sangre

Compatibilidad

Es importante destacar que estas tiras funcionan con el equipo SAFE AQ SMART color Rojo

Cantidad: 50 unidades

Seguridad anti Interferencia Alta capilaridad de captación

Vencimiento 24 meses

Rango de testeo: 20 a 600 mg/dl

Mantener a temperaturas de 1° a -30°C, NO FREZZER

No exponer al sol

Mantener fuera del alcance de los niños

No usar iodo para desinfectar

Mantener en lugar seco

Lote: 543112

Fecha de Vencimiento: 30-03-2027 cerrada Abierta 6 meses después de la apertura

Niveles de Control

- Nivel 1: 80-120

- Nivel 2: 174-260

Seguridad anti Interferencia Alta capilaridad de captación Vencimiento 24 meses Rango de testeo: 20 a 600 mg/dl Mantener a temperaturas de 1° a -30°C, NO FREZZER No exponer al sol Mantener fuera del alcance de los niños No usar iodo para desinfectar Mantener en lugar seco